

Systemy - Endoskopowe Urologia, Ginekologia i Laparoscopia



Niemiecki Producent Endoskopów

Ultra-Mini PCNL(UMP)


LUT

Leben und Technologie



LUBMEDICAL

Dystrybutor w Polsce
Lublin 20-328, ul. Lucyny Herc 58
tel/fax: 81 441 00 02
kom: 505 150 220, 505 150 300



Ultra-Mini PCNL (UMP)

Istnieje kilka wariantów leczenia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegowego usunięcia kamieni nerkowych. Warianty leczenia obejmują litotrypsję zewnątrżustrojową falą uderzeniową (ESWL), wsteczną chirurgię wewnątrżnerkową (RIRS) oraz przeszskórną nefrolitotrypsję (PCNL). Wybór właściwego leczenia uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. liczby, wielkości umiejscowienia i składu kamieni.

UMP to technika operacyjna opracowana przez dr Janaka Desai. UMP wykracza poza możliwości oferowane przez terapie konwencjonalne, pozwalając rozszerzyć zakres leczenia w ramach przeszskórnego usuwania kamieni nerkowych. Dzięki zastosowaniu jeszcze mniejszego nefroskopu, technika UMP pozwala usunąć nawet niedostępne kamienie położone w skomplikowanym układzie dolnych kielichów nerkowych. Ultra-Mini Nefroskop zostaje wprowadzony poprzez niewielkie nacięcie skóry. Do rozdrobnienia kamieni i wyjęcia pokruszonych fragmentów można wykorzystać laser - jest to technika bardzo delikatna dla pacjenta z uwagi na bardzo niewielką średnicę kanału roboczego.

"W przyszłości UMP zyska ugruntowaną, lub wręcz dominującą pozycję w endoskopowym leczeniu kamieni nerkowych"
- Dr Janak D. Desai

Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić naszą stronę internetową: www.ultra-mini-pcnl.com.

Opis

Zestaw
Numerów Katalogowych

Zestaw UMP , składa się z ultra-mini neferoskopu, osłony, obturatora, zestawu pędzli i k oszy do czyszczenia z pokrywą ; Dane techniczne poniżej .

41.0665a

Fr.	Długość robocza mm	Kierunek widzenia	Pole widzenia	kod/Koloru	Numer Katalogowy
-----	--------------------	-------------------	---------------	------------	------------------



Ultra-mini neferoskop

3.0		0°	85°		41.0667a*
-----	--	----	-----	--	-----------

Ultra-mini neferoskop przewód myjący

41.0666a*



Ultra-mini neferoskop z wewnętrzną otoczką obturatora

6.0	220			Żółty	41.0668a*
7.5	220			Zielony	41.0669a*

* Pojedyncze elementy są możliwe do kupienia dopiero po uprzednim zakupieniu zestawu UMP o nr (Katalogowym 41.0665a) oraz na żądanie.



Fr.	Numer katalogowy	kod/koloru	Numer zamówienia
-----	------------------	------------	------------------



Ultra-mini nefroskop z osłoną strumienia wody , oraz obturatorem

11.0	150	Żółty	41.0670a*
13.0	150	Zielony	41.0672a*
13.0	180	Zielony	41.0674a*



Obturator, zalecan y do Ultra-Mini Neferoskopu

11.0	41.0670a	Żółty	41.0671a*
13.0	41.0672a	Zielony	41.0673a*
13.0	41.0674a	Zielony	41.0675a*



Kosz do czyszczenia z pokrywą; oferuje bezpieczną ochronę dla wrażliwych części endoskopu podczas czyszczenia, sterylizowania, przechowania lub transportu z obturatorem

* Pojedyncze elementy są możliwe do kupienia dopiero po uprzednim zakupieniu zestawu UMP o nr (Katalogowym 41.0665a) oraz na żądanie. 41.0676a*



Rekomendowane narzędzia do stosowania z systemem UMP.

Fr.	Długość robocza mm	Numer Zamówienia
-----	--------------------	------------------



Kleszcze Biopsyjne, dwu funkcyjne, ząbkowane, średnio sztywne


3.0	280	42.0052a.r
-----	-----	------------



Kleszcze chwytające, dwu funkcyjne, „szczęki aligatora”, średnio sztywne

3.0	280	42.0048a.r
-----	-----	------------





Wysokiej jakości tworzywo

Ergonomicznie zaprojektowany kształt i precyzyjne wykonanie

Zaprojektowane w Niemczech



LUBMEDICAL



LUBMEDICAL

Dystrybutor w Polsce

Lubmedical SP. Z.O.O. SP.K.

Lublin 20-328, ul. Lucyny Herc 58

tel/fax: 81 441 00 02

kom: 505 150 220, 505 150 300

LUT GmbH

Robert-Bosch-Strasse 3
79211 Denzlingen
Germany

Telefon: +49 7666 900 69-0
Telefax: +49 7666 900 69-480

info@lut-endoscopy.com
www.lut-endoscopy.com

www.ultra-mini-pcni.com