

UMP

Ultra-Mini PCNL Dr Janak Desai



Niemiecki producent Endoskopów

LUT

Leben und Technologie



Lubmedical

Dystrybutor w Polsce
Lublin 20-328, ul. Lucyny Herc 58
tel/fax: 81 441 00 02
kom: 505 150 220, 505 150 300



Ultra-Mini Neferoskop do UMP



Zestaw Ultra-Mini do Nefrolitotomi przezskórnej (UMP)

Nr Katalogowy	Opis
41.0665a	<p>Zestaw UMP, składa się z ultra-mini neferoskopu, osłony, obturatora, zestawu pędzli i koszy do czyszczenia</p> <p>Ultra-Mini Neferoskop Neferoskop 3,0 Fr. autoklawowalny, kierunek widzenia 0°, pole widzenia 85°</p> <p>Ultra-Mini Neferoskop z powłoką wewnętrzną Powłoka wewnętrzna 6.0 Fr. i 7.5 Fr 220mm długości roboczej.</p> <p>Ultra-Mini Neferoskop z osłoną strumienia wody i obturatorem Osłona strumienia wody 11.0 Fr. i 13.0 Fr. 150mm długości roboczej. Osłona strumienia wody 13.0 Fr. 180mm długości roboczej.</p> <p>Ultra-Mini Neferoskop kosz z pokrywą Oferuje bezpieczną ochronę dla wrażliwych części endoskopu podczas czyszczenia, sterylność, przechowanie oraz transport</p>

Rekomendowane przyrządy

Nr Katalogowy	Opis	Zdjęcie
42.0052.a.r	Kleszcze Biopsyjne, dwufunkcyjne, ząbkowane, średnio sztywne, 280mm długości 3 Fr.	
42.0048.a.r	Kleszcze chwytające, dwufunkcyjne, „szczęki aligatora”, średnio sztywne, 280mm długości 3 Fr.	

LUT

Leben und Technologie

LUT GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3
Germany

Telefon: +49 7666 900 69-0
Telefax: +49 7666 900 69-480
info@lut-endoscopy.com
www.lut-endoscopy.com
www.ultra-mini-pcni.com

MPB023-020-1205-01



Lubmedical

Dystrybutor w Polsce
Lublin 20-328, ul. Lucyny Herc 58
tel/fax: 81 441 00 02
kom: 505 150 220, 505 150 300