



Żywnienie w neonatologii



Zestaw laktacyjny

Sterylny, jednorazowy zestaw laktacyjny, zawierający osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek

Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe i komfortowe ściągnięcie pokarmu. Mamy mogą korzystać ze sterylnego, jednorazowego zestawu, podczas gdy ich dzieci mogą czerpać z dobrodziejstwa, jakim jest mleko matki.

Ponieważ każda kobieta jest wyjątkowa, firma Beldico oferuje szeroki wybór osłonek aby sprostać potrzebom każdej mamy i jej dziecka.

HIGIENICZNE I STERYLNE

Oddzielnie pakowane, sterylne i gotowe do użycia zestawy przeznaczone do jednorazowego lub całodziennego użytku.

ŁATWE W UŻYCIU

Ściąganie pokarmu bezpośrednio do butelki. Przechowywanie w lodówce lub zamrażarce. Różne rozmiary osłonek na piersi, kompatybilne z podwójnymi systemami pompowania.

WYGODNE


Kształt i rozmiar dopasowane do wszystkich typów piersi, w tym wklęsłych brodawek.

PRAKTYCZNE I BEZPIECZNE W UŻYCIU

Pasujące do większości pompek i szpitalnych systemów aspiracyjnych. Jednorazowe zestawy z zaworem kontrolnym i zabezpieczeniem przed zasysaniem, dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach.



STERILEEO



Zestawy odpowiednie do użycia w każdej sytuacji:

- 4 dostępne rozmiary
- Pojemność butelki: 50ml – 130ml
- Przeznaczone do jednorazowego lub całodziennego użytku
- Pojedyncze lub podwójne osłonki na piersi
- Możliwość użycia z większością pomp

Produkty do karmienia noworodków i wcześniaków

Butelki – zestawy laktacyjne – smoczki do butelek – smoczki uspokajające

Pełna oferta wyrobów medycznych służących do ściągania, przechowywania, przygotowywania i obróbki pokarmu, w połączeniu z formułą, która spełnia specjalistyczne wymogi oddziałów położniczych, noworodkowych i dziecięcych.

BEZPIECZNE

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, brak ryzyka wyciekania, certyfikaty ISO 13485, ISO 9001, symbol CE oraz certyfikat produktu wolnego od substancji toksycznych.

PRAKTYCZNE

Różne rozmiary i pojemności. Odporne na zamrażanie i podgrzewanie w kuchenke mikrofalowej.

STERYLNE

Sterylizowane tlenkiem etylenu lub promieniami Gamma.

HIGIENICZNE

Pakowane pojedynczo lub po kilka sztuk, bez ryzyka zanieczyszczenia. Wyposażone w osłonkę gwarantującą aseptyczność.

EKONOMICZNE

Gotowe do użycia, bez konieczności jakiegokolwiek obróbki czy sterylizacji.

EKOLOGICZNE

Nadające się do recyklingu. Spalanie bez emisji toksyn.

Dostosowane aby spełniać specjalistyczne potrzeby w warunkach szpitalnych

- Różna pojemność:
50 – 130 – 240ml
- Pakowane pojedynczo lub po kilka sztuk
- Specjalne smoczki do butelek dla wcześniaków, noworodków i dzieci z indywidualnymi potrzebami anatomicznymi lub żywieniowymi
- Różna prędkość:
od 1 do 3 poziomów prędkości
- Sterylne i gotowe do użycia
- Wyroby medyczne klasy Is i Ila
- Nakładka do żywienia dojelitowego
- Kapsel ochronny



Obróbka mleka: podgrzewanie i pasteryzacja

Suchy podgrzewacz do butelek

Bezpieczne i higieniczne podgrzewanie butelek! Podgrzewacz do butelek i strzykawkę z tworzywa sztucznego i szkła.

- **HIGIENICZNY**

Technika podgrzewania na sucho, eliminująca ryzyko nagromadzenia się bakterii.

- **BEZPIECZNY I NIEWIĄŻĄCY SIĘ Z RYZYKIEM**

Odporne, niekorodujące, wykonane z aluminium urządzenie do podgrzewania, wyposażone w elektroniczny termostat bezpieczeństwa.

Ten homogeniczny system podgrzewania jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów pojemników, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb i bezpieczne karmienie każdego dziecka.

- **PRAKTYCZNY I ŁATWY W UŻYCIU**

Urządzenie włącza się i ustawia jednym przyciskiem.

- **Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA**

Adaptory dostępne dla różnych rodzajów szkła i tworzywa sztucznego oraz fabrycznie napełnianych butelek i strzykawkę. Na 2 lub 8 butelek.

Automat do pasteryzacji bez użycia wody

Firma Beldico opracowała nową koncepcję pasteryzacji pokarmu matki. Nasze urządzenie jest w pełni zautomatyzowane, umożliwiając pełną kontrolę w procesie pasteryzacji pokarmu

Pasteryzator PA 45 firmy Beldico umożliwia pasteryzację w 30-minutowym cyklu, w regulowanej temperaturze do 62,5°C, oraz błyskawiczne schłodzenie pokarmu do temperatury 4°C.





HIGIENICZNY



**Z MOŻLIWOŚCIĄ
DOSTOSOWANIA**



**BEZPIECZNY
I SZYBKI**



**NIEZAWODNY
I DOKŁADNY**

HIGIENICZNY

- Eliminuje ryzyko przedostania się bakterii do organizmu noworodka.

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA

- Możliwość użycia różnych butelek w danym cyklu.
- Możliwość dostosowania pojemności do maksymalnie 10 litrów.

SZYBKI I BEZPIECZNY

- Pełny cykl w ciągu 2 godzin.
- Szybkie, automatyczne schładzanie po zakończeniu cyklu ($< 10^{\circ}\text{C}$).
- Brak fazy wstępnego podgrzewania.

NIEZAWODNY I DOKŁADNY

- 7 czujników temperatury regulujących cykl.
- Automatyczna diagnostyka wszystkich parametrów.



Beldico opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek wyroby medyczne przeznaczone do karmienia niemowląt, skupiając się na potrzebach noworodków i wcześniaków.

Butelki – zestawy laktacyjne – smoczki do butelek – smoczki uspokajające
Ściąganie i obróbka pokarmu



Design - Visible.be (13443) | Photos : Istock, Beldico, Alain Vande Craen

ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI



BELDICO S.A.-N.V. • Rue André Feher, 1 • 6900 Marche-en-Famenne (Belgium)
T. + 32(0)84 31 37 80 • F. + 32(0)84 31 37 87 • info@beldico.be
www.beldico.com